



Scientific questions of peptide mapping analysis of protein/antibody 蛋白及抗体肽图分析中的科学问题

Suxia Li

Shanghai Yaxin Biotechnology Ltd Co.

❖ 1999年ICH Q6B“肽图分析”描述

d) Peptide map

Selective fragmentation of the product into discrete peptides is performed using suitable enzymes or chemicals and the resulting peptide fragments are analyzed by HPLC or other appropriate analytical procedure. The peptide fragments should be identified to the extent possible using techniques such as amino acid compositional analysis, N-terminal sequencing, or mass spectrometry. Peptide mapping of the drug substance or drug product using an appropriately validated procedure is a method that is frequently used to confirm desired product structure for lot release purposes.

- 肽片段可以采用氨基酸组分分析、N末端测序或质谱方法进行鉴别。
- 经过验证的原液和成品肽图方法可用作确证预期产品结构的批放行指标。



❖ 2013年WHO rDNA指南“肽图分析”描述

a) Peptide map

Selective fragmentation of the product into discrete peptides is performed by using suitable enzymes or chemicals. The resulting peptide fragments are analysed by high-performance liquid chromatography (HPLC) or other appropriate analytical procedures.

Page 77

The peptide fragments should be identified as far as possible using appropriate techniques such as mass spectrometry (MS) methods (e.g. electrospray ionization MS, matrix-assisted laser-desorption ionization time-of-flight MS). The use of MS/MS coupling should also be considered as it could reveal more detailed sequence information about the analysed peptide fragment. If one fragmentation method does not deliver the complete amino acid sequence, the use of an orthogonal enzyme or chemical cleavage method can increase the sequence coverage. The correct formation of the disulfide bridges may be characterized by the use of peptide mapping under reducing and non-reducing conditions.

- 肽片段可以采用质谱方法进行鉴别（例如：ESI-MS, MALDI-TOF-MS）。
- 可采用MS/MS方法用来揭示肽片段的详细信息。



Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis
21 (2000) 1099–1128

JOURNAL OF
PHARMACEUTICAL
AND BIOMEDICAL
ANALYSIS

www.elsevier.com/locate/jpba

Validation of a peptide mapping method for a therapeutic monoclonal antibody: what could we possibly learn about a method we have run 100 times?☆

Jacob Bongers ^{a,*}, John J. Cummings ^a, Mary Beth Ebert ^a,
M. Marcia Federici ^c, Linden Gledhill ^a, Dipti Gulati ^a, George M. Hilliard ^a,
Brian H. Jones ^a, Kwan R. Lee ^d, Jacek Mozdzanowski ^a, Michael Naimoli ^b,
Sudhir Burman ^a

^a Department of Analytical Sciences, SmithKline Beecham Pharmaceuticals, 709 Swedeland Road, King of Prussia,
PA 19406-0939, USA

^b Department of Biopharmaceutical Production, SmithKline Beecham Pharmaceuticals, 709 Swedeland Road, King of Prussia,
PA 19406-0939, USA

^c Department of Pharmaceutical Technologies, SmithKline Beecham Pharmaceuticals, 709 Swedeland Road, King of Prussia,
PA 19406-0939, USA

^d Department of Statistical Sciences, SmithKline Beecham Pharmaceuticals, 709 Swedeland Road, King of Prussia,
PA 19406-0939, USA

Accepted 2 August 1999



❖ 盐酸胍或尿素的选择：



Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis
16 (1997) 631–640

JOURNAL OF
PHARMACEUTICAL
AND BIOMEDICAL
ANALYSIS

Rapid analytical monoclonal an

K. Kannan ^a, M.C.
K. Seweri

^a Department of Quality Control C

^b Department of Analytical Ch

Rec

3.1. Protein unfolding, reduction, S-carboxymethylation and trypsin digestion

A concentration of 6 M guanidine hydrochloride was used for unfolding the monoclonal antibody. The extent of unfolding was monitored by circular dichroism and was found to be complete under the experimental conditions. The use of another common protein unfolding reagent, 8 M urea, resulted in incomplete digestion, most likely due to incomplete unfolding of the antibody.

➤ 8M尿素不能使抗体完全变性，导致酶切不完全

❖ 蛋白酶切体系的换液方式：

BIO PROCESS TECHNICAL

Solution-Phase Sample Preparation Approach for Peptide Mapping of Biological Therapeutics

Vajira Nanayakkara, William E. Werner, and Thomas Theriault

Table 2: Summary of data for protein 1, comparing the PD10 column buffer exchange, dialysis, and ultrafiltration methods

	PD10	Dialysis	Ultrafiltration
Sequence coverage by AA residues (%)	75	80	94
H chain C — terminal Lys clipped	Yes	Yes	Yes
H chain Asn 34, 99, and 349 glycosylation	Weak signal	Weak signal	Yes
H chain N — terminal deamidation	Not found	Weak signal	Yes
Salt adduct ions	Yes	Yes	None or trace
Data quality and reproducibility	Poor	Poor	Excellent
Sample processing time per sample	36 hours	36 hours	12 hours



◆抗体/蛋白 变性是否充分？

酶切时抗体/蛋白是否仍保持一致的非折叠状态，对于肽图分析的重现性至关重要。

◆同时重视工具酶trypsin的作用条件和稳定性条件，是另一个重要的前提。

Rituximab USP Medicine Compendium Final Authorized Version 1.0 (2012)

Trastuzumab USP Medicine Compendium Final Authorized Version 1.0 (2013)

Bevacizumab USP Medicine Compendium Final Authorized Version 1.0 (2014)



Published on USP Medicines Compendium (<https://mc.usp.org>)

Rituximab

Final Authorized Version 1.0

还原条件下，
酶切>80%

• B. PEPTIDE MAPPING

Use a chromatographic system. (Proceed as directed in *Biotechnology Derived Articles—Peptide Mapping <1055>*.)

Analyze the material to be tested by a chromatographic technique capable of resolving peptides generated from a Trypsin digest.
The digest is carried out under reducing conditions which provides NLT 80% digestion. The test procedure used provides a minimum of 90% coverage of the protein sequence.

Standard solution: Digest and dilute a portion of USP Rituximab RS in an appropriate diluent.

Sample solution: Digest and dilute a quantity of Rituximab in an appropriate diluent to obtain a nominal concentration of Rituximab similar to that of the *Standard solution*.

Control solution: Digest and dilute a portion of an appropriate control (non-Rituximab monoclonal antibody) in an appropriate diluent to obtain a nominal concentration of the control that is similar to that of *Standard solution*. [Note—The digests described in the *Standard solution*, *Sample solution*, and *Control solution* are conducted at the same time, using the same stock and concentration of reagents.]



IDENTIFICATION

• A. PEPTIDE MAPPING

Solution A: 0.1% Trifluoroacetic acid in water

Solution B: 0.1% Trifluoroacetic acid in acetonitrile

Solution C: 0.5 M dithiothreitol in water

Solution D: 0.5 M iodoacetamide in water

Solution E: 0.25 M tris buffer in water. Adjust with dilute hydrochloric acid to a pH of 7.5.

Solution F: 6 M guanidine hydrochloride and 1 mM EDTA in Solution E (denaturing buffer)

Solution G: 0.1 M tris buffer in water. Adjust with dilute hydrochloric acid to a pH of 7.8.

Solution H: 2 M urea in Solution G (digest buffer)

Solution I: 0.05 M acetic acid in water

Solution J: 1 mg/mL of trypsin in *Solution I*

Solution K: 10 mg/mL of USP Rituximab RS in water

Standard stock solution 1: Mix 100 µL of *Solution K*, 400 µL of *Solution F*, and 10 µL of *Solution C*, and incubate at 37° for 30 min. Add 24 µL of *Solution D* and incubate at room temperature for an additional 30 min in dark. Add 10 µL of *Solution C* and mix well.

Standard stock solution 2: Wash the PD-10 Sephadex G-25 column with 20 mL of water and equilibrate with 35–40 mL of *Solution H*. Load *Standard stock solution 1* on the column, and elute using *Solution H* in volumes of 700 µL each. Collect 6 independent fractions. Measure the absorbance of each fraction at 280 nm against *Solution H*. The fraction having an absorbance between 1.3 and 2.0 is used for digestion. [NOTE—If the absorbance of the fraction is more than 2.0, dilute it using *Solution H* to get an absorbance of 2.0.]

Standard solution: Mix well 50 µL of *Standard stock solution 2* and 2 µL of *Solution J* and incubate for 18–20 h at room temperature. Add 1 µL of trifluoroacetic acid and store the mixture at 4°.

6M 盐酸胍变性

2M 尿素中酶切变性

G25脱盐柱

室温酶切
18–20h



Questions:


- 1) Different buffer for denaturing (6M GuHCl) and for digest (2M urea)
- 2) Mode for buffer changing: G25 column
- 3) Digestion time: 18-20h in room temperature



- 1) MS鉴定：比如你有100ug蛋白，酶切了50ug，足以在肽图上找到所有的肽段和后修饰，那么剩下的50ug没切开也没事，所以看到waters、国外药企发的文章一般都是酶切4-5小时，酶切过久你也看到会增加翻译后修饰的比例，对于鉴定来说是不利的。
- 2) UV放行，不看后修饰也不看覆盖率，要的是UV图谱与药典标准图谱的比对。这是要保证100ug蛋白全部切开的。所以经常看到药企里，还有USP做UV放行监控都是过夜酶切甚至24小时酶切，而且是超滤或者过柱子换液后酶切的。



Rapigest SF surfactant from Waters



Similar as SDS, but more effective, and good activity for trypsin in Rapigest




图2 RapiGest SF (1)在酸性溶液中降解为(2)和(3), 在pH 2为2时, $t_{1/2}$ 为7.6分钟



Rapigest SF surfactant from Waters

表1 在选择的变性剂存在的情况下检测胰蛋白酶活性

胰蛋白酶溶液 ^A	胰蛋白酶活性 ^B (%)	胰蛋白酶溶液 ^A	胰蛋白酶活性 ^B (%)
无添加剂	100	50% 甲醇	31
0.1% RAPIGEST	100	50% 乙腈	92
0.5% RAPIGEST	87	1M 尿素	97
0.1% SDS	20	2 M 尿素	83
0.5 SDS	1	0.5 M 盐酸胍	21
0.1 RAPIGEST/0.1% SDS	58	1 M 盐酸胍	8

A 将0.5 μg胰蛋白酶加入1 mL 50 mM的重碳酸胺溶液中, pH 7.9, 含有0.2 mM的BAEE

B △BAEE在253 nm下的吸收值(5分钟内的斜率)

启示:


找到一种条件，在此条件下，trypsin保持活性而目的蛋白溶解变性。



Rapigest SF surfactant from Waters

Suggested procedure for in-solution digestions

1. Suspend lyophilized Rapigest SF powder in 1mL of 50mM NH₄HCO₃ to give 0.1%(w/v).
2. Suspend protein pellet in
3. Add DTT to 5mM
4. Heat the sample at 60°C for 30 min
5. Cool the sample
6. Add IAA to 15mM and place the sample in dark 30min
7. Add enzyme for digestion (1:100 to 1:20, w/w)
8. Incubate at 37 fro 1hr to overnight depending upon protein hydrophobicity



Sequencing grade trypsin:

TPCK-trypsin

Promega

Sigma

Recombinant trypsin for peptide map

YaxinBio

Roche



PRODUCT NAME	comments	Content of chymotrypsin in Trypsin
USP-trypsin	USP standard	<5%
Trypsin (sample)	Trypsin sample before TPCK treated	1.8%
TPCK-trypsin	Trypsin after TPCK treated	0.56%

There is chymotrypsin activity in TPCK-treated trypsin.



No any other enzymes activity.

So, it is unnecessary for TPCK treated.

不含任何其他杂酶活性

不需TPCK处理

High specific activity:高特异性



Recombinant
strain *E. Coli*

Fermentation

cell

lysis
centrifugation

Inclusion
body

Chromatography
purification

Refolding

Denature

analysis

analysis

concentration

Sterile Filtration

Lyophilization

Examination

Sterile Chamber

Storage Stability

Page □18

Packaging

39(5) In-Process Revision: <89> ENZYMES USED AS ANCILLARY MATERIALS... Page 1 of 7

BRIEFING

< 89> Enzymes Used As Ancillary Material in Pharmaceutical Manufacturing. This new general test chapter provides analytical procedures to aid in the assessment of quality for enzymes that are used in biopharmaceutical manufacturing. Examples include trypsin, collagenase, pepsin, and papain. This chapter does not discuss the applications of these enzymes but rather focuses on tests to assess the qualities as process materials. Further, the chapter does not provide ways to limit the enzymes in the final medicinal product. The first enzyme discussed in the chapter is recombinant trypsin. Other enzymes will be added in subsequent revisions of the chapter.

制药过程中的辅料—酶

为保证生物制药过程中酶的质量，提供酶质量的分析方法，包括胰蛋白酶、胶原酶、胃蛋白酶和木瓜蛋白酶。

第一个讨论的是重组胰蛋白酶。



YAXINBIO Recombinant trypsin 重组胰蛋白酶

The activity of recombinant trypsin is determined using a chromogenic peptide substrate carbobenzoxy-valyl-glycyl-arginine-4-nitril-anilide acetate. The liquid chromatographic procedure in the test for *Purity* is based on analyses performed with the YMC-Pack ODS-A brand of L1 column. The retention time for the main peak is 12–17 min. A new Reference Standard, USP rTrypsin RS, is proposed for use during assessment of the system suitability for the proposed Assay and test for *Purity*.

(BIO: E. Chang.)

Correspondence Number—C126264

Comment deadline: November 30, 2013

HPLC的方法分析trypsin的纯度



Comparation of trypsin

Trypsin


Test/Method	Specification 1:2500 in USP/CP	Specification 1:250
Appearance	White powder	Yellowish or brown
Solubility	Soluble	Soluble overnight
Microbial limits	-	none
<i>Staphylococcus aureus</i>	Negative	none
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Negative	none
<i>Salmonella</i> species	Negative	none
Loss on drying	NMT 5.0%	none
Residue on ignition	NMT 2.5%	none
Limit of Chymotrypsin	NMT 5.0%	none
Activity	NLT 2,500 USP units/mg	NLT 250 USP units/mg

Recombinant trypsin in USP2014

Test/Method	Specification
Solubility	soluble
Bioburden	NMT 100 CFU/ml
Specific activity (USP u/mg pro)	NLT 3800
Purity (RP-HPLC)	NLT 70% β -trypsin, NMT 20% α -trypsin



USP中，两种胰蛋白酶的标准的主要不同点



HPLC 方法检测胰蛋白酶的纯度


The retention time for the main peak for r-trypsin is 12-17min.
主峰的保留时间为： 12-17min

Retention time: NLT 1.0min
between two peaks of α -trypsin
and β -trypsin.

α -胰蛋白酶和 β -胰蛋白酶的保
留时间相差不小于1.0min.

NLT 70% for the peak area
of β -trypsin and NMT 20%
for the peak area of α -
trypsin.

按照峰面积计算： β -胰蛋白
酶>70%， α -胰蛋白酶<20%。



Stability of rTrypsin

不同浓度重组胰蛋白酶在pH7.8 50mM NH₄HCO₃, 37°C 下的稳定性

Activity of different concentration of rTrypsin in 50mM NH₄HCO₃, pH7.8, 37°C

ug/ml	10		20		50		100		200	
	U	100%	U	100%	U	100%	U	100%	U	100%
0h	110	100%	215	100%	600	100%	1140	100%	2300	100%
1h	115	105%	220	102%	575	96%	1170	103 %	2300	100%
2h	105	95%	240	112 %	540	90 %	1020	89%	2100	91 %
4h	120	109%	220	102 %	590	98 %	1160	102 %	1900	83 %
20h	75	68 %	135	63 %	290	48 %	440	39%	600	26%


Suggested used concentration: 10-50ug/ml

For example: 1ug in 50ul

Suggested digestion time: 4h



Stability of rTrypsin



**SDS-PAGE after incubated in 50mM NH₄HCO₃ pH7.8
37°C, 10h and 20h**

**No self-degradation. 无自降解
37°C, 50mM NH₄HCO₃ pH7.8 10h**

- 1: Marker
- 2: 10ug/ml 10h 0.2ug
- 3: 20ug/ml 10h 0.4ug
- 4: 50ug/ml 10h 1ug
- 5: 100ug/ml 10h 2ug
- 6: 200ug/ml 10h 4ug
- 7: 500ug/ml 10h 5ug
- 8: 10ug/ml 20h 0.2ug
- 9: 20ug/ml 20h 0.4ug
- 10: 50ug/ml 20h 1ug
- 11: 100ug/ml 20h 2ug
- 12: 200ug/ml 20h 4ug
- 13: 500ug/ml 20h 5ug



Stability of rTrypsin

37°C, 50mM NH₄HCO₃ pH7.8 中1mM Ca²⁺对不同浓度胰蛋白酶的保护作用

时间h	10ug/ml		20ug/ml		50ug/ml	
	0 mM Ca ²⁺	1mM Ca ²⁺	0 mM Ca ²⁺	1mM Ca ²⁺	0 mM Ca ²⁺	1mM Ca ²⁺
0h	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1h	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2h	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4h	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20h	68%	100%	63%	79%	49%	67%

两组对照，有无1mM Ca²⁺，37°C放置4-5h，均可保持100%的活性。

1mM Ca²⁺对于过夜保温，有一定的保护作用，

如：20ug/ml, 可避免16%的活性丧失（从63%提高到79%）；

50ug/ml, 可避免18%的活性丧失（从49%提高到67%）；

10ug/ml的保护作用最明显，24h保存，可保持100%的活性，而无1mM Ca²⁺，活性则降低了32%。



YAXINBIO Stability of rTrypsin in GuHCl

不同浓度重组胰蛋白酶在2M, 1. 5M盐酸胍pH8. 0, 37°C 下的稳定性

A组: rTrypsin activity (%) in 50mM NH₄HCO₃ +
2M GuHCl pH8.0, 37°C

ug/ml	10	20	50	100	200
0h	100	100	100	100	100
2h	100	100	98	95	100
4h	100	100	91	1000	100
6h	100	100	89	96	86
22h	100	93	68	90	71

D组: rTrypsin activity (%) in 50mM
NH₄HCO₃ + 1.5M GuHCl pH8.0, 37°C

ug/ml	10	20	50	100	200
0h	100	100	100	100	100
2h	100	100	100	100	100
4h	100	100	100	100	100
6h	100	100	100	100	95
22h	100	100	96	100	95

Stable in 1.5M or 2M GuHCl, pH8.0, 37°C

No self-degradation. 无自降解，活性稳定

Suggested process for pretreatment and trypsin digestion:

6M GuHCl in 50mM NH₄HCO₃ pH8.0 for denaturing and then dilute to 2M for trypsin digestion directly.


The digestion condition:

37 °C, 4h-5h

前处理方法: 6M盐酸胍, 之后稀释至1. 5-2M直接加重组胰蛋白酶酶切。
酶切条件: 37 °C, 4h-5h

YAXINBIO Stability of rTrypsin in GuHCl

不同浓度重组胰蛋白酶在2M盐酸胍pH8.0, 5mMDTTT 15mM IAM, 37°C 下的稳定性



Sequencing grade trypsin Samples :

- Promega modified trypsin 普洛麦格修饰胰蛋白酶
- YaxinBio recombinant trypsin 雅心重组胰蛋白酶

■ Four aspects:

- 1 Cut time and Peptides recovery rate 酶切时间与肽段覆盖率
- 2 Missed cleavage peptides 漏切片段
- 3 Chymotrypsin cleavage peptides 糜蛋白酶非特异性酶切片段
- 4 Trypsin auto-lysis peptides 胰酶自切片段



Sample :

- Two monoclonal antibodies

LC-MS:

- UPLC-Xevo G2-S QTof system
(Waters)

Mobile phase :

- A, 0.1FA% water
- B, 0.1FA% acetonitrile


Data processing :

- BiopharmaLynx (Waters)




样品前处理方法：

- 还原肽图样品处理 (HPLC/UPLC/MAS)
- 将样品用超纯水稀释到4-5g/L，涡旋混匀，然后用6M盐酸胍，0.1mol/L Tris, Ph8.3溶液或6M盐酸胍，0.1M碳酸氢铵 (AMBIC) (pH约为8.0)将样品稀释至2mg/ml，涡旋混匀。（盐酸胍终浓度3-3.8M）
- 取稀释好的样品500ul于EP管中，加入0.5MDTT溶液5ml，涡流混匀，37°C水浴锅中水浴1.5-2.5h。（DTT终浓度5mM）
- 水浴完成后加入0.5M IAM溶液13ul，室温避光反应45min。（IAM终浓度为13mM）
- 取烷基化后的样品400ul加入到3KDa超滤离心管中，4°C，12000rpm，离心99min。
- 离心完成后，在超滤管中加入0.1M碳酸氢铵溶液150ul，4°C，12000rpm，离心60min。
- 离心完成后，将过滤部分反转于新的外管中，4°C，4000rpm，离心3min。
- 用0.1M碳酸氢铵溶液洗膜，每次用180ul，洗两次，每次都将洗液转移到外管中。
- 将上一步中的样品用移液枪轻轻吹打混匀，取100ul于EP管中，加入1ul 0.1M氯化钙溶液。（氯化钙终浓度1mM）
- 再加入胰酶溶液8ul，涡流混匀几秒钟，将样品置于37°C水浴锅中水浴酶切5、15h；（胰酶：蛋白-1:50）
- 酶解结束后，立即用1%FA样品=1:1体积比混合，终止反应。（FA终浓度0.5%）pH<5
- 10000rpm,低温离心5min，取上清液为后续分析样品。







Yixin 16h




Promega 16h



Yixin 5h



Promega 5h



■ Almost the same chromatography profile (TIC)



YAXIN

Promega 5h : 95.8%

007				
Control Coverage (%): 95.8	Combined Coverage (%): 95.8	Analyte Coverage (%): 0.0		
Control Unique Coverage (%): 95.8	Common Coverage (%): 0.0	Analyte Unique Coverage (%): 0.0		
1:1 to 50	ÉVQLVESGGG	LVQPGGSLRL	SCAVSGYSIT	SGYSW̄NIRQ̄ APGKGLEWVA
1:51 to 100	SITYDGSTÑY	ÑPSVKGRLTI	SRÐDSÑNTFY	LQMÑNSLAED TAVYYCARGS
1:101 to 150	HYFGHWHFAV	WGÓGTLVTVS	SASTKGPSPF	PLAPSSKSTS GGTAALGCLV
1:151 to 200	ÐÐYFPPEPVTV	SWÑSGALTSG	VHTPPAVLQS	SGLYSLSSVV TVPSSLGQTQ
1:201 to 250	TYICÑVNHÑKP	SNTKVÐKI VE	PÐSCDÐTHTC	PPCPAPELLG GPSVFLFPPK
1:251 to 300	PÐÐTÐMISRT	PEVTCVVVDV	SHEÐPEVKFN	WYVÐGVEVHN AKTÐPREEQY
1:301 to 350	NSTYRVVSVL	TVLHQÐWLÑG	KEYÐCKVSNK	ALPAPIEKTÍ SKAKGÐPREP
1:351 to 400	ÐVYTLPPSRE	ÐMTÐNÐQVSLT	CLVÐGPYPSÐ	IAVEWESÑGÐ PEÑNYKTTPP
1:401 to 450	VLÐSDGSFFL	YSÐLTVDÐGR	WÐQÐGNVPSCS	VÐHEALHÑHY TÐKSLSLSPG
1:451 to 451	R			
2:1 to 50	ÐIÐLTÐSPSS	LSASVGÐRVVT	ITCRASÐSVÐ	YÐGÐSYÑWY ÐÐKPGÐAPKL
2:51 to 100	LIYAASYLES	GVP SRFSGSG	SGTÐFTLTIS	SLÐPEÐFATY YCÐQÐSHEDPY
2:101 to 150	TÐGÐGTÐKVEI	ÐRTVAAPSVP	IPPPSÐEÐQLK	SGTASVVCLL NÑFYPREANV
2:151 to 200	ÐWÐKVÐÑALQS	GÑSÐQESVTEÐ	ÐSKÐSTYSL S	STLTL SKADY EÐHKVYACEV
2:201 to 218	THÐGLSSPVT	ÐSPÑRGEÐ		

Promega 16h : 96.4%

007				
Control Coverage (%): 96.4	Combined Coverage (%): 96.4	Analyte Coverage (%): 0.0		
Control Unique Coverage (%): 96.4	Common Coverage (%): 0.0	Analyte Unique Coverage (%): 0.0		
1:1 to 50	ÉVQLVESGGG	LVQPGGSLRL	SCAVSGYSIT	SGYSW̄NIRQ̄ APGKGLEWVA
1:51 to 100	SITYDGSTÑY	ÑPSVKGRLTI	SRÐDSÑNTFY	LQMÑNSLAED TAVYYCARGS
1:101 to 150	HYFGHWHFAV	WGÓGTLVTVS	SASTKGPSPF	PLAPSSKSTS GGTAALGCLV
1:151 to 200	ÐÐYFPPEPVTV	SWÑSGALTSG	VHTPPAVLQS	SGLYSLSSVV TVPSSLGQTQ
1:201 to 250	TYICÑVNHÑKP	SNTKVÐKI VE	PÐSCDÐTHTC	PPCPAPELLG GPSVFLFPPK
1:251 to 300	PÐÐTÐMISRT	PEVTCVVVDV	SHEÐPEVKFN	WYVÐGVEVHN AKTÐPREEQY
1:301 to 350	NSTYRVVSVL	TVLHQÐWLÑG	KEYÐCKVSNK	ALPAPIEKTÍ SKAKGÐPREP
1:351 to 400	ÐVYTLPPSRE	ÐMTÐNÐQVSLT	CLVÐGPYPSÐ	IAVEWESÑGÐ PEÑNYKTTPP
1:401 to 450	VLÐSDGSFFL	YSÐLTVDÐGR	WÐQÐGNVPSCS	VÐHEALHÑHY TÐKSLSLSPG
1:451 to 451	R			
2:1 to 50	ÐIÐLTÐSPSS	LSASVGÐRVVT	ITCRASÐSVÐ	YÐGÐSYÑWY ÐÐKPGÐAPKL
2:51 to 100	LIYAASYLES	GVP SRFSGSG	SGTÐFTLTIS	SLÐPEÐFATY YCÐQÐSHEDPY
2:101 to 150	TÐGÐGTÐKVEI	ÐRTVAAPSVP	IPPPSÐEÐQLK	SGTASVVCLL NÑFYPREANV
2:151 to 200	ÐWÐKVÐÑALQS	GÑSÐQESVTEÐ	ÐSKÐSTYSL S	STLTL SKADY EÐHKVYACEV
2:201 to 218	THÐGLSSPVT	ÐSPÑRGEÐ		

Yaxin 5h : 96.7%

007				
Control Coverage (%): 96.7	Combined Coverage (%): 96.7	Analyte Coverage (%): 0.0		
Control Unique Coverage (%): 96.7	Common Coverage (%): 0.0	Analyte Unique Coverage (%): 0.0		
1:1 to 50	ÉVQLVESGGG	LVQPGGSLRL	SCAVSGYSIT	SGYSW̄NIRQ̄ APGKGLEWVA
1:51 to 100	SITYDGSTÑY	ÑPSVKGRLTI	SRÐDSÑNTFY	LQMÑNSLAED TAVYYCARGS
1:101 to 150	HYFGHWHFAV	WGÓGTLVTVS	SASTKGPSPF	PLAPSSKSTS GGTAALGCLV
1:151 to 200	ÐÐYFPPEPVTV	SWÑSGALTSG	VHTPPAVLQS	SGLYSLSSVV TVPSSLGQTQ
1:201 to 250	TYICÑVNHÑKP	SNTKVÐKI VE	PÐSCDÐTHTC	PPCPAPELLG GPSVFLFPPK
1:251 to 300	PÐÐTÐMISRT	PEVTCVVVDV	SHEÐPEVKFN	WYVÐGVEVHN AKTÐPREEQY
1:301 to 350	NSTYRVVSVL	TVLHQÐWLÑG	KEYÐCKVSNK	ALPAPIEKTÍ SKAKGÐPREP
1:351 to 400	ÐVYTLPPSRE	ÐMTÐNÐQVSLT	CLVÐGPYPSÐ	IAVEWESÑGÐ PEÑNYKTTPP
1:401 to 450	VLÐSDGSFFL	YSÐLTVDÐGR	WÐQÐGNVPSCS	VÐHEALHÑHY TÐKSLSLSPG
1:451 to 451	R			
2:1 to 50	ÐIÐLTÐSPSS	LSASVGÐRVVT	ITCRASÐSVÐ	YÐGÐSYÑWY ÐÐKPGÐAPKL
2:51 to 100	LIYAASYLES	GVP SRFSGSG	SGTÐFTLTIS	SLÐPEÐFATY YCÐQÐSHEDPY
2:101 to 150	TÐGÐGTÐKVEI	ÐRTVAAPSVP	IPPPSÐEÐQLK	SGTASVVCLL NÑFYPREANV
2:151 to 200	ÐWÐKVÐÑALQS	GÑSÐQESVTEÐ	ÐSKÐSTYSL S	STLTL SKADY EÐHKVYACEV
2:201 to 218	THÐGLSSPVT	ÐSPÑRGEÐ		

Yaxin 16h : 97.3%

007				
Control Coverage (%): 97.3	Combined Coverage (%): 97.3	Analyte Coverage (%): 0.0		
Control Unique Coverage (%): 97.3	Common Coverage (%): 0.0	Analyte Unique Coverage (%): 0.0		
1:1 to 50	ÉVQLVESGGG	LVQPGGSLRL	SCAVSGYSIT	SGYSW̄NIRQ̄ APGKGLEWVA
1:51 to 100	SITYDGSTÑY	ÑPSVKGRLTI	SRÐDSÑNTFY	LQMÑNSLAED TAVYYCARGS
1:101 to 150	HYFGHWHFAV	WGÓGTLVTVS	SASTKGPSPF	PLAPSSKSTS GGTAALGCLV
1:151 to 200	ÐÐYFPPEPVTV	SWÑSGALTSG	VHTPPAVLQS	SGLYSLSSVV TVPSSLGQTQ
1:201 to 250	TYICÑVNHÑKP	SNTKVÐKI VE	PÐSCDÐTHTC	PPCPAPELLG GPSVFLFPPK
1:251 to 300	PÐÐTÐMISRT	PEVTCVVVDV	SHEÐPEVKFN	WYVÐGVEVHN AKTÐPREEQY
1:301 to 350	NSTYRVVSVL	TVLHQÐWLÑG	KEYÐCKVSNK	ALPAPIEKTÍ SKAKGÐPREP
1:351 to 400	ÐVYTLPPSRE	ÐMTÐNÐQVSLT	CLVÐGPYPSÐ	IAVEWESÑGÐ PEÑNYKTTPP
1:401 to 450	VLÐSDGSFFL	YSÐLTVDÐGR	WÐQÐGNVPSCS	VÐHEALHÑHY TÐKSLSLSPG
1:451 to 451	R			
2:1 to 50	ÐIÐLTÐSPSS	LSASVGÐRVVT	ITCRASÐSVÐ	YÐGÐSYÑWY ÐÐKPGÐAPKL
2:51 to 100	LIYAASYLES	GVP SRFSGSG	SGTÐFTLTIS	SLÐPEÐFATY YCÐQÐSHEDPY
2:101 to 150	TÐGÐGTÐKVEI	ÐRTVAAPSVP	IPPPSÐEÐQLK	SGTASVVCLL NÑFYPREANV
2:151 to 200	ÐWÐKVÐÑALQS	GÑSÐQESVTEÐ	ÐSKÐSTYSL S	STLTL SKADY EÐHKVYACEV
2:201 to 218	THÐGLSSPVT	ÐSPÑRGEÐ		



图12 002单抗胰酶酶切肽图的肽段覆盖率

A: Promega-5h 91.9%

002 yuanyan taitu					
	Control Coverage (%)	Combined Coverage (%)	Analyte Coverage (%)		
	Control Unique Coverage (%)	Common Coverage (%)	Analyte Unique Coverage (%)		
1:1 to 50	QVQLQQPGAE	LVRPGASVAM	SCRSAGTYPT	SYNMHHWVQT	PGRGLEWIGA
1:51 to 100	IYPGNGDTSY	NQRKFGKATL	TADSSSTAY	MQLSSLTSED	SAVYYCARST
1:101 to 150	YYGGDGYFNV	WGAGTTVTVS	AASTRGPSVF	PLAPSSRSTS	GDTAAALGCLV
1:151 to 200	KDYPPEPVTV	SWNSGALTSG	VHTPPAVLQS	SGLYSLSSVV	TVPSSSLGTQ
1:201 to 250	TYICHVNHRP	SNTKVEKAE	FASCDFTHTC	PPCPAPAEULLG	GPSVPLFPPP
1:251 to 300	PKDTLMISRT	PEVTCVVVDV	SHEDPEVEPN	WYVDGVEVHN	AKTKEPREEQQY
1:301 to 350	NSTYRVVSVL	TVLHQDWLNG	KRYKCKVSNK	ALPAPIEKTI	SKAEQQPKEP
1:351 to 400	QVYTLPSSKD	ELTRNQVSLT	CLVKGFYPSD	IAVEWESENQGQ	PENNYKTTTPF
1:401 to 450	VLDSDGSSFL	YSKLTVDKSR	WQGNYVPSCS	VHHEALHNHY	TQKSLSLSPG
1:451 to 451	R				
21:1 to 50	QIVLSQSPAII	LSASPOEKT	WTCTPASSSVS	YIHWPQQEPG	SSPKEPIYAT
251 to 100	SNLASGVPVRL	PSGSQSGTSY	SLTISRVEAE	DAATYYCQQW	TSNPPTFGGG
2101 to 150	TKLEIERTVA	APSVFIFPPS	DEQLKESGTAS	VVCLLNPNYP	REAHVQWVVD
2151 to 200	HALQSGNSQE	SYTEQDSEDS	TYSLSSLTTL	SKADYERHKV	YACEVTHQGL
2201 to 213	SSPVTKSFNR	QEC			

B: Yixin-5h 94.9%

002 yuanyan taitu					
	Control Coverage (%)	Combined Coverage (%)	Analyte Coverage (%)		
	Control Unique Coverage (%)	Common Coverage (%)	Analyte Unique Coverage (%)		
1:1 to 50	QVQLQQPGAE	LVRPGASVAM	SCRSAGTYPT	SYNMHHWVQT	PGRGLEWIGA
1:51 to 100	IYPGNGDTSY	NQRKFGKATL	TADSSSTAY	MQLSSLTSED	SAVYYCARST
1:101 to 150	YYGGDGYFNV	WGAGTTVTVS	AASTRGPSVF	PLAPSSRSTS	GDTAAALGCLV
1:151 to 200	KDYPPEPVTV	SWNSGALTSG	VHTPPAVLQS	SGLYSLSSVV	TVPSSSLGTQ
1:201 to 250	TYICHVNHRP	SNTKVEKAE	FACDFTHTC	PPCPAPAEULLG	GPSVPLFPPP
1:251 to 300	PKDTLMISRT	PEVTCVVVDV	SHEDPEVEPN	WYVDGVEVHN	AKTKEPREEQQY
1:301 to 350	NSTYRVVSVL	TVLHQDWLNG	KRYKCKVSNK	ALPAPIEKTI	SKAEQQPKEP
1:351 to 400	QVYTLPSSKD	ELTRNQVSLT	CLVKGFYPSD	IAVEWESENQGQ	PENNYKTTTPF
1:401 to 450	VLDSDGSSFL	YSKLTVDKSR	WQGNYVPSCS	VHHEALHNHY	TQKSLSLSPG
1:451 to 451	R				
21:1 to 50	QIVLSQSPAII	LSASPOEKT	WTCTPASSSVS	YIHWPQQEPG	SSPKEPIYAT
251 to 100	SNLASGVPVRL	PSGSQSGTSY	SLTISRVEAE	DAATYYCQQW	TSNPPTFGGG
2101 to 150	TKLEIERTVA	APSVFIFPPS	DEQLKESGTAS	VVCLLNPNYP	REAHVQWVVD
2151 to 200	HALQSGNSQE	SYTEQDSEDS	TYSLSSLTTL	SKADYERHKV	YACEVTHQGL
2201 to 213	SSPVTKSFNR	QEC			

Yaxin组胰酶酶切肽图得到更高的覆盖率。Promega实验组个别肽段碎片信息不理想而无法鉴定。Yaxin组部分肽段因为完全切开而鉴定不到，比如轻链第15-16肽段HKVYACEVTHQGLSSPVTK，HK这个肽段太短必须以漏切形式才能得到鉴定。





表2 主要翻译后修饰比例对比结果（007单抗）

1: T001 表示重链胰酶酶切第1个肽段；2表示轻链；
 *表示因碘乙酰胺修饰半胱氨酸而产生了固定修饰

	Promega-5h	Yaxin-5h	Promega-15h	Yaxin-15h
2:T010*	94.1%	93.6%	83.5%	83.6%
2:T010*脱酰胺	5.9%	6.4%	16.5%	16.4%
1:T039*	96.6%	96.0%	89.5%	91.7%
1:T039*脱酰胺	2.4%	3.1%	9.6%	7.4%
1:T039*脱酰胺中间体	1.0%	0.9%	0.9%	0.9%
1:T035*	96.7%	96.9%	90.7%	87.7%
1:T035*脱酰胺	/	/	9.3%	9.9%
1:T035*脱酰胺中间体	3.3%	3.1%	/	2.4%
1:T034*	98.8%	98.6%	96.1%	95.7%
1:T034*脱酰胺	1.2%	1.4%	3.9%	4.3%
1:T024	84.4%	82.7%	69.3%	69.3%
1:T024 脱酰胺	12.5%	14.6%	29.3%	29.2%
1:T024 脱酰胺中间体	3.1%	2.7%	1.4%	1.5%
1:T021	97.7%	97.2%	90.8%	90.4%
1:T021脱酰胺	1.5%	1.8%	7.7%	8.1%
1:T021脱酰胺中间体	0.9%	1.1%	1.5%	1.5%
1:T019	97.5%	97.6%	97.6%	97.6%
1:T019氧化	1.2%	1.2%	1.2%	1.3%
1:T019脱酰胺中间体	1.3%	1.2%	1.2%	1.1%
1:T008	95.3%	93.5%	83.3%	78.7%
1:T008脱酰胺	4.7%	6.5%	16.7%	21.3%
1:T001	98.2%	98.3%	98.2%	98.1%
1:T001 焦谷氨酸环化	1.8%	1.7%	1.8%	1.9%

1) LC-MS检测的另一个功能是根据质谱二级碎片结果判断并定量翻译后修饰。其中脱酰胺、氧化、赖氨酸切除等翻译后修饰是单抗质量研究中的热点。

2) 表2总结了主要的翻译后修饰所在的肽段和比例。结果显示，两种胰酶酶切肽图鉴定到的翻译后修饰种类一致，发生位点一致，相关翻译后修饰比例基本一致。

3) 值得注意的是，由于脱酰胺是一种在碱性条件下自发的化学反应，而胰酶的酶切pH一般偏碱，所以酶切时间过长会导致肽段脱酰胺的比例显著升高。

为尽量避免这种由样品前处理带来的翻译后修饰，酶切时间不宜过长。



Conclusion (I)

Cut time—4–5h

AB and cut time 单抗及酶切时间	Recovery rate	
	Promega-trypsin	Yixin-r-trypsin
007 antibody - 5h	95.8	96.7
007 antibody - 15h	96.4	97.3
002 antibody - 5h	91.9 (should less due to one identified as missed peptide)	94.9 (should high due to one HK too short to be identified)

另外，由于脱酰胺是一种在碱性条件下自发的化学反应，而胰酶的酶切pH一般偏碱，所以酶切时间过长会导致肽段脱酰胺的比例显著升高。


为尽量避免这种由样品前处理带来的翻译后修饰，酶切时间不宜过长。



Yaxin 5h


Promega-Tryp & R-Tryp Comparation (2)

---Missed cleavage peptides 漏切片段

 1: TOF MS ES+
 TIC
 8.34e6


Promega 5h

图9 AB002 peptide map (13.5-26min)

 1: TOF MS ES+
 TIC
 8.34e6


(1) 漏切片段太长：18.9min峰是轻链正常酶切的第12肽段。Yaxin组酶切获得更多的轻链第12肽段，而Promega组可能是存在漏切导致部分轻链第12肽段仍然连在上一段或下一段肽段上，这两个漏切肽段都太长而检测不到。

(2) 以漏切片段签定：23.80min峰是轻链漏切一个位点的第15-16肽段。
HKVYACEVTHQGLSSPVTK, HK这个肽段太短必须以漏切形式才能得到鉴定。对于第15-16肽段，Yaxin组完全切开，而Promega组存在一定量的漏切肽段。



图10软件处理后的002单抗胰酶酶切肽图图谱 (Promega 5h)







图11软件处理后的002单抗胰酶酶切肽图图谱 (Yaxin 5h)





Promega-Tryp & R-Tryp Comparation (2)

---Missed cleavage peptides 漏切片段

Conclusion (2)

(1) Higher coverage rate is got with Yaxin R-trypsin 94.9% to 91.9%

Actually, higher than 94.9% due to P15-16 HK is too short to be identified.

(2) Less missed cleavage peptides

Such as P12, P16

(1) 对于第15-16肽段，Yaxin组完全切开，而Promega组存在一定量的漏切肽段。因此在相同酶切条件下，Yaxin胰酶的酶切效率更高且5h足以酶切完全。

(2) 两组肽图覆盖率为91.9%和94.9%。Yaxin组胰酶酶切肽图得到更高的覆盖率。Promega实验组个别肽段碎片信息不理想而无法鉴定。Yaxin组部分肽段因为完全切开而鉴定不到，比如轻链第15-16肽段HKVYACEVTHQGLSSPVTK，HK这个肽段太短必须以漏切形式才能得到鉴定。





Promega-Tryp & R-Tryp Comparation (3)

---Chymotrypsin cleavage 糜蛋白酶酶切

Table 1 chymotrypsin cleavage peptides

007 AB/signal strength	Promega- 5h	Yaxin- 5h	Promega- 15h	Yaxin- 15h
Heavy Chain C020	19002	None	90655	None
Heavy Chain C002	4407	None	23853	None
002AB/signal strength				
Heavy Chain C020	29613	None	/	/





C020: the 20th peptide fragment of the aimed antibody by chymotrypsin
表示糜蛋白酶酶切抗体蛋白产生的第二十个肽段

通过软件检索，发现Promega胰酶处理的单抗肽图中存在糜蛋白酶的特异酶切肽段。且信号强度随着反应时间的延长而增强。007单抗的重链C002，出峰时间18.2min，序列为SITSGY属可变区，因而在002单抗肽图中没有找到。重链C020，出峰时间56.6min，序列为SLSSVVTVPSSSSLGTQTY属恒定区，在两个单抗的肽图中都能发现。



YAXINBIO

Promega-Tryp与R-Tryp酶切效果比较3



007单抗重链C020肽段局部区域图谱

007单抗重链C020肽段二级碎片图谱





表2胰酶自切肽段（007单抗）

肽段/信号强度	Promega-5h	Yaxin-5h	Promega-15h	Yaxin-15h
T007	30970	66064	46149	106509
T006	5887	41032	8934	71102
T005	9011	234266	8014	244695
T004	23456	180728	30468	435894

T007表示根据胰酶理论肽谱图排序胰酶自切产生的第七个肽段

- 1) 均有4个相同的自切片段。
- 2) 但可以明显看到雅心重组胰酶的自切现象比Promega动物提取胰酶严重，尤其是T005和T004肽段含量高出很多，





总结：

- 1) 两种单克隆抗体酶切肽图结果表明，Yaxin胰酶可达到Promega胰酶的效果；
- 2) 两种胰酶酶切5h都可获得理想的肽段覆盖率；
- 3) 酶切5h，Yaxin胰酶的酶切效率比Promega胰酶高；
- 4) 若想获得100%肽段覆盖率，应选择另一种蛋白酶的酶切肽图作为补充。





前处理方法：

样品经盐酸胍变性、还原烷基化处理后，用pH=8的碳酸氢铵溶液将蛋白溶液稀释至盐酸胍为1M和2M。随后以1:50（酶：重组蛋白）的比例加入胰酶，置于37°C水浴锅反应。酶切5h和16h分别检测。所有对比试验条件包括蛋白浓度，酶切反应温度，进样量等等均保持一致，只有胰酶不同。





条件		Promega Modified Trypsin	YaxinBio-rTrypsin
1M盐酸胍	5h	90%	91.6%
	15h	91.6%	88.2%
2M盐酸胍	5h	79.8%	92.4%
	15h	90%	88.8%

1M 盐酸胍，酶切5h都能得到理想的覆盖率，Promega组没有找到重链第32肽段EPQVYTLPPSR，而Yaxin组能找到。延长酶切时间至15h，Promega组也能找到该肽段。说明Promega胰酶需要更长的时间才能切出这个肽段。这与超滤无尿素酶切的实验结果一致。

2M 盐酸胍，Yaxin组观察到，覆盖率随着酶切时间延长而减少。这是因为诸如重链第17-18肽段SCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPK，轻链第18-19肽段SFNRGEC随着酶切时间延长而完全切开，产生重链第17肽段SCDK、轻链第18肽段SFNR、轻链第19肽段GEC。这种短肽在色谱柱上往往保留很差而鉴定不到，造成覆盖率减少。Promega组延长酶切时间，这些肽段仍以漏切形式得到鉴定，表明该酶无法将漏切肽段完全切开。





1) 对比超滤除盐实验组的肽图覆盖率可知，在含盐酸胍情况下胰酶酶切肽图鉴定的覆盖率（90%-91%）低于超滤除盐实验组（95%-96%）。分析两者差异，主要是一些漏切肽段和糖基化肽段**EEQYNSTYR**在含盐酸胍实验组中没有被鉴定到。漏切肽段一般情况下量比较少，

2) 对比发现尽管蛋白进样量一致，含盐酸胍实验组的质谱信号几乎低了1倍。这说明可能是盐酸胍也可能是单抗样品原液中的某些辅料或杂质抑制了总体质谱信号，导致含量本就较低的一些漏切肽段检测不到。而糖基化肽段的鉴定方法一般是先用糖苷酶切除糖链，使其转变成普通肽段才能得到鉴定





总结：

- 1) 在含有盐酸胍的溶液中，Yaxin重组胰酶的酶切效率高于Promega提取胰酶；
- 2) 在1M盐酸胍浓度下，两种胰酶酶切5h均能得到较理想的肽图覆盖率。在2M盐酸胍浓度下，Yaxin胰酶酶切5h即可得到较理想的肽图覆盖率，而Promega胰酶需要更长的酶切时间；
- 3) 进样同样的蛋白含量，含盐酸胍实验组的质谱信号低于超滤除盐的实验组；
- 4) 由于质谱信号较低，含盐酸胍实验组的诸多比例较低的翻译后修饰肽段未能检测到。



Enzyme: recombinant Carboxypeptidase B

有关CPB碱性峰

CpB碱性峰意思就是说，如果原研药酸峰30，主峰50，碱性峰20。而自己样品的酸峰30，主峰45，碱性峰25。cpb处理后，原研药酸、主、碱峰仍是30，50，20。自己的样品也是30，50，20了。那么说明，自己样品与原研药只差5%的赖氨酸变体导致的碱性峰。这个在申报上说清楚就可以了，国外做过实验的这对安全性有效性没有影响的。欧盟有这个案例的仿制药，也都批准上市了。所以CpB在抗体电荷检测应用上是一定要用的。



Enzyme: V8

天冬氨酸酶，谷氨酰胺酶


抗体检测也需要鉴定酸性峰，以对照脱酰胺程度。抗体最重要的是Asn的脱酰胺形成Asp。

用到V8酶。

V8特异性酶切Asp和Glu的C端所形成的肽键。



Enzyme: recombinant Carboxypeptidase B



ITEMS	SPECIFICATION
Source	Recombinant <i>E.Coli</i>
Purity	> 95%
Specific activity	>200 U/mg pro.
Trypsin content	<1ppm
Other enzymes	None
Form	Lyophilized powder
pI	5.4

STORAGE AND STABILITY

Recommend recombinant carboxypeptidase B lyophilized powder stored under 2-8°C in sealed container. It is stable within 24 months. After dissolved, it should be stored under -20°C, It is stable within 24 months and no activity lose after 10 times repeated freezing and thawing.

1, Merck CPB

2, YaxinBio rCPB

Enzyme: recombinant Carboxypeptidase B 重组羧肽酶B

Suggested methods:

Enzymatic pH: 7.5-9.0

Optimum pH: 7.6

Analysis HPLC pH: 6.0-9.0

Time: 1h--3h

Temperature: 25°C-37 °C

建议使用方法:




酶解时pH: 7.5-9.0,

最适pH:pH7.6

分析时pH: 6.0-9.0

酶解时间: 1h--3h

酶解温度: 25°C-37 °C




举例：

羧肽酶B（RCPB）：Yaxinbio RC01。


用1XPBS溶解羧肽酶B至1g/L，分装后-20℃保存。

纯化后的单抗样品超滤至磷酸缓冲液（pH=7.5）中（1~2g/L），

按样品：酶=100:1比例加入羧肽酶B，37℃反应30分钟后直接进样HPLC检测。



Enzyme: Carboxypeptidase B 用量不要太大。



Suggested methods:

Ratio of AB to CPB: 20:1 to 100:1

Used concentration: 0.5ug-1ug in 50ul

CPB peak due to
much more CPB
used (2.6ug in
loading sample).



YAXINBIO 测序级糜蛋白酶 r-chymotrypsin

Source	<i>E. Coli</i>
Purity	NLT 95% by HPLC analysis.
Physical form	Lyophilized powder
Specific activity	NLT 1500 USP units/mg pro.
No activity Contaminant	No carboxypeptidase A, or other proteases contaminant.

APPLICATION

Protein digests for peptide mapping applications or protein identification by peptide mass fingerprinting or MS/MS spectral matching. It is suitable for digestion reactions in-solution or in-gel.

RECOMMEND USAGE

To prepare 1-10mg/ml with 1mM HCl, used within 2 days, or stored below -20°C after repacked

STORAGE AND STABILITY

Recommend recombinant Chymotrypsin lyophilized powder stored under 2-8°C in sealed container. It is stable within 24 months. After dissolved, it should be stored under -20°C.



■ Sequencing grade enzymes for protein analysis

Cat. No.	Product Name	Function	Charaters	Package
SRCPB0102	Recombinant Carboxypeptidase B (Sequencing grade)	---↓Lys/Arg/His	Specific Activity (unit/mg)	100µg
			NLT 200	1mg
SRT0202	Recombinant Trypsin (Sequencing grade)	---Lys/Arg↓---	Specific Activity (BAEE unit/mg)	100µg
			NLT 15000 BAEE unit	1mg
SRCT10	Recombinant Chymotrypsin (Sequencing grade)	---Tyr/Phe/Trp↓--- at a lower rate, at Leu and Met.	Specific Activity (unit/mg)	100µg
			NLT 1500	1mg
V813	V8 (Endoproteinase Glu-C) (Sequencing grade)	---Glu/Asp↓---	Activity (unit/mg)	50µg (1U)
			20	2mg



YAXINBIO Animal free questions in vaccine

The first is : Non-serum media

The second is : recombinant trypsin


rTrypsin is to meet the needs of the cell culture and vaccine industry. With same performance to animal derived trypsin, rTrypsin provides efficient dissociation of cells from surfaces and tissues while maintaining cell viability and integrity.

Additional question is : recombinant trypsin inhibitor




Turn flasks culture

滚瓶培养




Micro carries culture

微载体培养



Micro carries culture



接种—初期培养—贴壁阶段—收获细胞—扩培

Vaccination, early training, stick a
wall stage - **harvest cell** - culture

Trypsin is used during harvesting,
If propagate after harvesting, aprotinin
is needed to inhibit trypsin activity.



- ◆ Trypsin (EC3.4.21.4) has been available for many years as native enzyme isolated from porcine and bovine pancreas.
- 1:250 trypsin specially for cell dissociation
- 1:2500 trypsin collected by CP, USP, EP and JP etc in 1970s.
- 1:3800 recombinant trypsin issued by USP in 2014
- In 2015, CP2015 is preparing the standard for recombinant Trypsin.






HeLa Cell

YixinBio R-Trypsin

A1

A2


A3



B1

B2

B3



C1

C2

C3

A: rTryp1000 BAEE units/ml+0.01% EDTAA1: before; A2: after **3min** with rT;

A3: after 15h culturing

B: rTryp10000 BAEE units/ml+0.01% EDTAB1: before; B2: **after 30sec** with rT;

B3: after 15h culturing

C: rTryp2000 BAEE units/ml+0.01% EDTAC1: before; C2: after **2min** with rT;

C3: after 24h culturing



The effects of Recombinant trypsin components for cell detachment and its growth

Components	Time (min) for detachment	48 h Cell Growth condition
1000 BAEE units in PBS	7	+++
2000 BAEE units in PBS	6	+++
5000 BAEE units in PBS	4.5	+
10000 BAEE units in PBS	3	-
1000 BAEE units in PBS + 0.01% EDTA	3	+++++
2000 BAEE units in PBS + 0.01% EDTA	2	+++++
5000 BAEE units in PBS + 0.01% EDTA	1.8	+
10000 BAEE units in PBS + 0.01% EDTA	1.5	-

Recombinant Trypsin: YaxinBio
Cell Line: HeLa



1. The concentration of trypsin

If shift from 1:250 trypsin, convert with activity, such as,

if 0.25% for 1:250 (250 USP unit/mg),

to 0.025 for 1:2500 (2500 USP unit/mg),

to 0.016 for 1:3800 (3800 USP unit/mg).

2. The time for trypsin


If change FBS to non-serum medium, pay attention to the time, **to stop the trypsin with inhibitor.**

3. Different cell line owns different optimum concentration of trypsin, find a optimum low effective concentration




➤ Aprotinin /BPTI

While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.



58 amino acid, 3 disulfides



➤ recombinant Aprotinin /BPTI
--YaxinBio

Source	<i>E. Coli</i>
Purified by	HPLC
Physical form	Liquid in 0.1 M NaCl or White lyophilized powder
Specific activity	≥ 5 EPU/mg pro.
Purity	≥ 98% by SDS-PAGE
Contaminant activity	No any other protease contaminant.



Aprotinin-trypsin complex:
mol:mol

UNIT DEFINITION

One trypsin inhibitor unit (EPU) will decrease the activity of 2 trypsin units by 50% where one trypsin unit will hydrolyze 1.0 µmole of N-benzoyl-L-arginineethyl ether (BAEE) per sec at pH 7.6 at 25 °C.


A conversion factor for Aprotinin is: 1 EPU = 1 USP Aprotinin Unit = 1800 KIU.

Usage: equal- mol trypsin
(or 1/3 weight of trypsin)
store condition: 2-8°C or -20 °C



- soybean trypsin inhibitor
---from TrypZean sigma

Soybean trypsin inhibitor and other inhibitors work the same with TrypZean as they do with native trypsins (on a weight-to-weight basis)



Activity: >7,000 BAEE units/mg

Usage suggestion: 0.25-0.5 mg/ml in PBS.

Inhibit equal- volume trypsin

store condition: -5 °C -- -20 °C

180 amino acid, 2 disulfides



- **Manufacturer of Animal Components Free recombinant proteins with *Eschericholi* system.**

致力于生物医药用、无动物源性的重组蛋白和重组蛋白酶的研发和生产

- **Supplier of recombinant protein to Biopharmaceutical company.**

为国际生物制药公司提供重组蛋白和重组酶。

- **Optimal individualized**

为生物制药客户提供最优的个性化服务。



Products List

Cat. No.	Product Name	Function	Application	Charaters	Package
RCPB01	Recombinant Carboxypeptidase B	catalyzes lysine, arginine and histidine from C-terminal of polypeptides.	r-Insulin production, antibody C-terminal identification, sequencing, etc	Special Activity (unit/mg) NLT 170	10mg,100mg,1gr, or bulk.
RPT0201	Recombinant Trypsine (porcine)	endoproteinase, hydrolyzes polypeptides at the carboxyl side of lysine and arginine, comply with USP 2014	r-Insulin production, biopharmaceutical process, cell culture		
SRT0202	Recombinant Trypsine Sequence	endoproteinase, hydrolyzes polypeptides at the carboxyl side of lysine and arginine	peptide mapping, fingerprinting, and sequence analysis	Special Activity (USPU/mg) NLT 6000	20μg, 100μg, 1mg
RHT03	Recombinant Trypsine (human)	endoproteinase, hydrolyzes polypeptides at the carboxyl side of lysine and arginine, comply with USP 2014	biopharmaceutical process, cell culture, cell dissociation, human cell therapy, stem cell, etc.		
RTS04	Recombinant Trypsine Solution	endoproteinase, hydrolyzes polypeptides at the carboxyl side of lysine and arginine, comply with USP 2014	cell culture, cell dissociation, biopharmaceutical process, etc.	Activity 2000 BAEE unit/ml	10ml,100ml,1L or bulk
RSPA05	Recombinant Protein A	binds to most human and mouse IgG subclasses. can be coupled to solid separation media to purify polyclonal or monoclonal IgG antibodies, can be coupled to a variety of molecules (such as fluorescent molecules, enzyme markers, biotin, colloidal gold and radioactive markers) used in antibody test in the process of Western-blot, ELISA or Immunohistochemical tests, etc.			
RLA06	Recombinant Lipase A	catalyzes the hydrolysis of fats and oils with excellent enantioselectivity.(1) Hydrolysis of trans-3-(4-methoxyphenyl) glycidic acid methyl ester [(±)-MPGM] (-)-MPGM.(2) Hydrolysis of (±)-naproxen methyl ester to produce (-)-naproxen.(3)Catalysis of ester substitution reaction, etc.		Purity NLT 95%	10mg,100mg,1gr, or bulk.
REK08	Enterokinase (EK)	cleaves lysine C-terminal preceded by four aspartic acids: Asp-Asp-Asp-Asp-Lys	delete extra N-terminal fusion protein to gain full recombinant protein		
RPK09	Recombinant proteinase K	endopeptidase, digest native proteins, thereby inactivating enzymes	used in the process of DNA extraction,etc.	Activity NLT 30	10mg,100mg,1gr, or bulk.
RCT10	Recombinant Chymotrypsine	endoproteinase, hydrolyzes polypeptides at the carboxyl side of aromatic amino acids: Tyr, Phe and Trp.	protein digests for peptide mapping or protein identification by peptide mass fingerprinting or MS/MS spectral matching.		
V813	V8 (Endoproteinase Glu-C)	endoproteinase, cleaves peptide bonds C-terminal to Glu and Asp	Insulin analysis, peptide mapping, fingerprinting, and sequence analysis	Activity (unit/mg) 20	1 unit, 50 μg, 2mg.

■ 重组胰蛋白酶—符合USP2014

► 重组胰蛋白酶的系列产品：

- (1) Recombinant trypsin (human 2, PRSS II)
 重组人胰蛋白酶I
- (2) Recombinant trypsin (human 1, PRSS I)
 重组人胰蛋白酶II
- (3) Recombinant trypsin (porcine, RPT)
 重组猪胰蛋白酶
- (4) Recombinant trypsin (bovine, RBT)
 重组牛胰蛋白酶

重组生产，无动物源性，彻底改善我国疫苗企业生产的动物源性问题。从一个重要途径上避免了人畜共患病的传播。

应用于疫苗生产，重组蛋白生产、免疫治疗等领域。



- Manufacturer of AOF recombinant enzymes for recombinant human insulin

the main products in this field:

- (1). Recombinant Trypsin;
- (2). Recombinant Carboxypeptidase B;
- (3). V8 for Insulin Detection;
- (4). Recombinant Trypsin Inhibitor (Aprotinin)
- (5). Recombinant endoproteinase Lys/Arg-Arg



■ Other AOF enzymes and proteins

- (1). Recombinant Enterokinase
(large scale)**
- (2). Recombinant Protein A
(alkaline stable, for antibody purification)**
- (3). Recombinant human chymotrypsin**

.....





自主知识产权

证书号第 1077877 号



发明专利

发明名称：一种高稳定性的重组胰蛋白酶的生产方法

发明人：冯矗;赵致

专利号：ZL 2009 1 0055493.8

专利申请日：2009 年 07 月 28 日

专利权人：上海雅心生物技术有限公司

授权公告日：2012 年 11 月 14 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进
并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 07 月 28 日
专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利
专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记

证书号第 1077867 号



发明专利

发明名称：一种高稳定性的重组羧肽酶 B 的生

发明人：冯矗;赵致

专利号：ZL 2009 1 0055492.3

专利申请日：2009 年 07 月 28 日

专利权人：上海雅心生物技术有限公司

授权公告日：2012 年 11 月 14 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进
并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 07 月 28 日
专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利
专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记

证书号第 1077877 号



发明专利

发明名称：一种高稳定性的重组胰蛋白酶的生产方法

发明人：冯矗;赵致

专利号：ZL 2009 1 0055493.8

专利申请日：2009 年 07 月 28 日

专利权人：上海雅心生物技术有限公司

授权公告日：2012 年 11 月 14 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审
并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专
则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 07 月 28 日
专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权

专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在

证书号第 1714571 号



发明专利证书

发明名称：高稳定性的具抗体结合能力的重组蛋白 A 及其生产

发明人：李素霞;赵致;冯矗

专利号：ZL 2010 1 0614100.5

专利申请日：2010 年 12 月 30 日

专利权人：上海雅心生物技术有限公司

授权公告日：2015 年 07 月 01 日

本发明经本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权。颁发本证书
并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其他实施
则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 12 月 30 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，
专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的
转移、质押、无效、终止、恢复和

专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



2015年07月01日

第十页(共十页)

第十页(共十页)

第十页(共十页)

Thank you!

